

Otoscoopes : Qu'est-ce qui est compatible avec quoi ?

1. MARQUE



2. MANCHE

Manche avec chargeur USB - 3,5 Volt - LI-ION

1 [2029273](#) HEINE MANCHE BETA 4 LI ION AVEC CHARGEUR USB

Manche avec chargeur de table double (à commander séparément) - 3,5 Volt - LI-ION

2 [2029281](#) HEINE MANCHE BETA 4NT LI ION, y compris la pile
3 [2029274](#) HEINE CHARGEUR DE TABLE NT4

2 manches avec unité murale- 3,5 Volt - Câble d'alimentation (sans piles)

4 [2031918](#) HEINE EN200 UNITE MURALE AVEC 2 MANCHES

Pièces de rechange

[2029275](#) HEINE MANCHE DE BASE SANS INSERT FOND (X-000.99.010)
[2030228](#) HEINE OTOSCOPE INSERT POUR CHARGEUR USB (X-002.99.395)
[2029279](#) HEINE MANCHE INSERT FOND POUR BETA 4NT (X-002.99.394) sans pile
[2028654](#) HEINE PILE 3,5V LI-ION (X-007.99.383) (X-007.99.383)
[2029277](#) HEINE CHARGEUR USB AVEC CABLE VERS MANCHE (X-000.99.303)



3. TÊTE

Tête slit illumination - objectif pivotant, fermeture double à baïonnette

5 [2035369](#) HEINE OTOSCOPE SLIT G100 LED

Pièces de rechange

[38101](#) HEINE OTOSCOPE LOUPE PIVOTANTE (G-000.21.209)
[65293](#) HEINE OTOSCOPE AMPOULE 3,5V XHL SLIT/BETA100-VET X-002.88.049



Beta200vet tête diagnostique version LED

6 [2036058](#) HEINE OTOSCOPE BETA200VET LED G-008.21.250

Beta200vet tête diagnostique version XHL (retiré de la vente)

Pièces de rechange

[37809](#) HEINE OTOSCOPE BETA200VET AMPOULE 3,5V (X-002.88.078)

Beta100vet tête (retiré de la vente)

Pièces de rechange

[65293](#) HEINE OTOSCOPE AMPOULE 3,5V XHL SLIT/BETA100-VET X-002.88.049

Tête Welch Alllyn

4. SPECULUM

7 Spécula longs / fermés

Idéaux pour les lapins - Chromés - Autoclavables

[14394](#) HEINE OTOSCOPE SLIT SPECULUM METAL Ø4X57MM (G-000.21.330)
[14395](#) HEINE OTOSCOPE SLIT SPECULUM METAL Ø6X56MM (G-000.21.331)
[14396](#) HEINE OTOSCOPE SLIT SPECULUM METAL Ø7X90MM (G-000.21.332)
[2030231](#) HEINE OTOSCOPE SLIT SPECULUM METAL Ø10X150MM (G-000.21.350)



8 Spécula courts (40 mm)/fermés

Idéaux pour les rongeurs - De sanolon-s de haute densité - Autoclavables

[64295](#) HEINE OTOSCOPE SLIT/BETA100-V SPECUL Ø2,2X40MM G-000.21.310
[14365](#) HEINE OTOSCOPE SLIT/BETA100-V SPECUL Ø2,8X40MM G-000.21.31
[14384](#) HEINE OTOSCOPE SLIT/BETA100-V SPECUL Ø3,5X40MM G-000.21.312
[14385](#) HEINE OTOSCOPE SLIT/BETA100-V SPECUL Ø4,5X40MM G-000.21.313
[14386](#) HEINE OTOSCOPE SLIT/BETA100-V SPECUL Ø5,5X40MM G-000.21.314



Spéculum Expandible

9 [2026524](#) HEINE OTOSCOPE SLIT SPECULUM EXPANSIBLE 28X95MM



11 Spécula jetables

Un adaptateur est requis

10 [2030296](#) HEINE OTOSCOPE BETA100VET/SLIT ADAPTION POUR SPECULA JETABL
[64671](#) HEINE OTOSCOPE BETA100 SPECULUM UU Ø2,5MM 50P (B-000.11.242)
[64400](#) HEINE OTOSCOPE BETA100 SPECULUM UU Ø4,0MM 50P (B-000.11.241)



12 Spécula longs (61 mm)

Autoclavables

[14359](#) HEINE OTOSCOPE BETA100/200VET SPECULUM Ø4X61MM (G000.21.210)
[14360](#) HEINE OTOSCOPE BETA100/200VET SPECULUM Ø6X61MM (G000.21.211)
[14361](#) HEINE OTOSCOPE BETA100/200VET SPECULUM Ø9X61MM (G000.21.212)
[2029280](#) HEINE OTOSCOPE BETA100/200VET SET DE SPECULUM Ø4/6/9MM



12 Spécula longs (61 mm)

Autoclavables - Un adaptateur est requis

13 [2029278](#) HEINE OTOSCOPE BETA100VET ADAPTEUR SPECULUM LONG VET
[14359](#) HEINE OTOSCOPE BETA100/200VET SPECULUM Ø4X61MM (G000.21.210)
[14360](#) HEINE OTOSCOPE BETA100/200VET SPECULUM Ø6X61MM (G000.21.211)
[14361](#) HEINE OTOSCOPE BETA100/200VET SPECULUM Ø9X61MM (G000.21.212)
[2029280](#) HEINE OTOSCOPE BETA100/200VET SET DE SPECULUM Ø4/6/9MM



8 Spécula courts (40 mm) /fermés

Idéaux pour les rongeurs - De sanolon-s de haute densité - Autoclavables

[64295](#) HEINE OTOSCOPE SLIT/BETA100-V SPECUL Ø2,2X40MM G-000.21.310
[14365](#) HEINE OTOSCOPE SLIT/BETA100-V SPECUL Ø2,8X40MM G-000.21.31
[14384](#) HEINE OTOSCOPE SLIT/BETA100-V SPECUL Ø3,5X40MM G-000.21.312
[14385](#) HEINE OTOSCOPE SLIT/BETA100-V SPECUL Ø4,5X40MM G-000.21.313
[14386](#) HEINE OTOSCOPE SLIT/BETA100-V SPECUL Ø5,5X40MM G-000.21.314

Adaptateur pour utiliser une tête Welch Alllyn sur un manche Heine

14 [E1302046](#) HEINE ADAPTEUR MANCHE VERS TETE WELCH ALLYN



SETS OTOSCOPE

Set otoscope slit

[2035408](#) HEINE SET OTOSCOPE SLIT LED+MANCHE NT +CHARGEUR+SPECULA+CASE **5** + **2** + **3**

Set otoscope beta200 vet

[2035528](#) HEINE OTOSCOPE BETA200VET LED +MANCHE USB G-011.28.388 **1** + **6**

Set autoscope taille de poche > Sera remplacé prochainement par une version LED

14 [2019057](#) HEINE OTOSCOPE MINI 3000 FIBRE OPTIQUE (D-001.70.120) Manche fixe mini 3000 + 4 embouts réutilisables et 5 embouts jetables + piles AA